

## CINTURA TERAPEUTICA ELASTICA F3S2000 per MAGNETOTERAPIA MAG



### Cintura           Terapeutica           Elastica           per Magnetoterapia [Mag 2000](#)

FASCIA ELASTICA TERAPEUTICA - verde - ricambio

Cintura con cavo con 3 solenoidi per magnetoterapia a bassa frequenza.

#### **Cintura Terapeutica Elastica per [Magnetoterapia MAG 2000](#) - Ricambio Originale**

La Cintura Terapeutica Elastica per [Magnetoterapia Mag 2000](#) è un accessorio di ricambio progettato per trattamenti di magnetoterapia a bassa frequenza. Realizzata con materiali resistenti e confortevoli, consente di posizionare correttamente i solenoidi nell'area da trattare, favorendo una distribuzione uniforme del campo magnetico durante la terapia.

Dotata di 3 solenoidi integrati e cavo di collegamento, questa fascia terapeutica è indicata per applicazioni su diverse zone del corpo, offrendo praticità e stabilità durante l'utilizzo. La struttura elastica garantisce una vestibilità confortevole e una corretta aderenza al corpo, permettendo di eseguire i trattamenti in modo semplice ed efficace.

Ideale come ricambio per i sistemi di magnetoterapia compatibili, rappresenta una soluzione utile per mantenere l'efficienza del dispositivo e proseguire i programmi terapeutici senza interruzioni. È particolarmente indicata per trattamenti domiciliari e professionali finalizzati al supporto del recupero funzionale e del benessere muscolo-articolare.

Grazie alla qualità dei materiali e alla facilità di utilizzo, la cintura terapeutica costituisce un accessorio indispensabile per chi utilizza apparecchi per magnetoterapia a bassa frequenza.

---

#### **FAQ - Domande e Risposte**

##### **A cosa serve questa cintura terapeutica?**

*Serve per applicare correttamente i solenoidi durante i trattamenti di magnetoterapia.*

##### **Quanti solenoidi integra la fascia?**

*La cintura è dotata di 3 solenoidi integrati.*

##### **È un prodotto completo o un ricambio?**

*Si tratta di un accessorio di ricambio per apparecchi compatibili.*

##### **La fascia è regolabile?**

*Sì, la struttura elastica consente un adattamento confortevole al corpo.*

##### **È adatta per uso domiciliare?**

*Sì, può essere utilizzata sia in ambito domestico che professionale.*

Cintura terapeutica elastica per magnetoterapia [MAG 2000](#) con 3 solenoidi integrati.

Accessorio di ricambio per trattamenti a bassa frequenza.