

IONO BASE PLUS - 2 canali



IONO BASE - PLUS - 2 canali

Somministrazione locale di principi attivi per via ionoforetica, elettro-osmosi, trattamento contro iperidrosi (eccessiva sudorazione) e cellulite. Erogatore di corrente per idrogalvanizzazione, estetica modellante e contro gli inestetismi da cellulite. Controllato da un microprocessore, con selezione dei parametri e dei programmi interni; semplice e sicuro, pur avendo le caratteristiche di un'attrezzatura professionale.

Fornito con astuccio in ABS, fasce elastiche con velcro, elettrodi conduttivi in gomma 80x120 mm e 50x50 mm e spugnette per elettrodi

Made in Italy.

Tensione di alimentazione: 230 V - 50/60 Hz

Dimensioni: 138x68x193 mm

Potenza massima assorbita: 10 VA

Corrente max di uscita: 20 mA

Classe: II BF - 93/42/CEE