

ULTRASUONOTERAPIA MIO-SONIC - I-TECH



ULTRASUONOTERAPIA MIO-SONIC

Dispositivo innovativo ed efficiente adatto per uso domiciliare e professionale. Ideale per contratture muscolari e rigidità articolari. Compatto, altamente performante, piccolo, leggero e facile da utilizzare. La sua leggerezza e la sua maneggevolezza ne consentono un utilizzo continuo senza difficoltà.

Mio Sonic è adatto nei seguenti ambiti:

- trattamenti antidolorifici;
- infortuni sportivi;
- trattamenti estetici.

Fornito con flacone di gel, borsa per il trasporto, alimentatore medicale e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES. Su richiesta DE.

9 programmi;

ultrasuoni 1 MHz , potenza massima 6,4 W, intensità massima 1,6 W/cm²;

Fascio ultrasonico collimato per una penetrazione ottimale;

3 livelli di intensità del fascio ultrasonico: 0,08 W/cm² (basso) - 0,8 W/cm² (medio) -1,6 W/cm² (alto);

Alimentazione 100-240V, 50/60 Hz;

Dispositivo per contatto diretto (non adatto all'immersione in acqua)

Dimensioni-peso: 200x47x69 mm - 190 g