

## MAGNETOTERAPIA MAG 2000 PLUS - 2 canali - I-Tech



MAG 2000 PLUS MAGNETOTERAPIA CEMP - 2 canali - 400 Gauss

Dispositivo per magnetoterapia domiciliare e professionale. 35 programmi: 20 programmi preimpostati per il trattamento di numerose patologie, 14 programmi identificati dalla frequenza di lavoro (da 1 a 100 Hertz) e un programma di autoscansione a variazione continua di frequenza per trattare i tessuti morbidi e duri simultaneamente. Consente di archiviare fino a 10 memorie utente, scegliendo la frequenza fino a 120 Hz, l'intensità e la durata della terapia: un supporto ottimale per i professionisti che necessitano di un programma specifico per ogni paziente. Possibilità di impostare l'intensità del campo magnetico per tutti i programmi fino a 300 Gauss (150 Gauss per canale) per MAG 2000 o fino a 400 Gauss (200 Gauss per canale) per MAG 2000 Plus per trattare facilmente le diverse parti del corpo mediante fascia elastica terapeutica con 3 solenoidi. Fornito con fascia elastica terapeutica con 3 solenoidi, un paio di solenoidi professionali, alimentatore, borsa per il trasporto e manuale (GB, FR, IT, ES, DE).

Dimensioni: 180x110x50 mm

45 PROGRAMMI

20 programmi pre-impostati:

- Osteoporosi
- Artrosi
- Artrite
- Artrosi cervicale
- Dolori articolari
- Cervicalgie
- Distorsioni
- Fratture
- Epicondilite
- Epitrocleeite
- Contusioni intercostali
- Lombalgia
- Artrosi del ginocchio
- Mal di schiena
- Artrosi della spalla
- Periartrite
- Coxartrosi
- Atrofie muscolari
- Contratture muscolari
- Osteonecrosi

14 frequenze di lavoro + Autoscan:

- 1 Hz
- 3 Hz
- 5 Hz

- 10 Hz
- 15 Hz
- 20 Hz
- 30 Hz
- 40 Hz
- 50 Hz
- 60 Hz
- 70 Hz
- 80 Hz
- 90 Hz
- 100 Hz
- Autoscan

10 MEMORIE