

MAGNETOTERAPIA MAG 3000 - 2 canali



MAG 3000 MAGNETOTERAPIA CEMP - 2 canali

Dispositivo medico certificato per magnetoterapia a campi elettromagnetici pulsati (CEMP), consigliabile per il trattamento del ritardo di consolidamento, dell'osteoporosi, degli edemi ossei, dell'osteonecrosi, nonché delle ulcere e delle neuropatie. Grazie all'elevata intensità del campo magnetico, è idoneo anche per il trattamento delle fratture ossee anche in presenza di fasciature rigide o ingessature.

- due canali indipendenti
- schermo a colori
- intensità del campo magnetico fino a 150 gauss per canale
- frequenza da 1 a 100 Hz
- 41 programmi disponibili
- possibilità di gestire contemporaneamente due trattamenti impostando orari e programmi diversi (doppio utente)
- lista degli ultimi 10 programmi usati

Per terapie professionali (medici, terapisti, ecc.) e domiciliari.

Potenza di funzionamento 110-240 V.

41 PROGRAMMI:

Osteoporosi

Artrosi del ginocchio

Cicatrizzazione

Artrosi

Periartrite scapolo-umerale

Ulcere cutanee

Artrite

Coxartrosi

Discopatia

Artrosi cervicale

Atrofia muscolare

Mialgia

Dolori articolari

Trattamento muscolare

Neuropatia

Cervicalgie

Osteonecrosi

Strappo muscolare

Dolore cronico

Algodistrofia

Crampo muscolare

Fratture

Lesione cartilaginea

Rizoartrosi

Epicondilita

Lesione dei legamenti

Sindrome da conflitto subacromiale

Epitrocleeite

Edemi ossei

Tunnel carpale

Pseudoartrosi

Tendinite

Protesi al titanio

Lombalgia

Condropatia

Cuffia dei rotatori

Dolore lombare

Antinfiammatorio

Tunnel tarsale