

TRASDUTTORE A PIASTRA 70x120 mm per MT 1 paio



Placche trasduttrici di ricambio per GIMA MT BASE PLUS - magnetoterapia (cod. 28321 - [MAGNETOTERPIA BASE](#)).

Dimensioni: 70 x 120 mm

Il trasduttore a piastra 70x120 mm per magnetoterapia MT è un accessorio originale progettato per dispositivi GIMA, ideale come ricambio per sistemi di magnetoterapia domiciliare e professionale. Pensato per garantire un'applicazione efficace e mirata del trattamento, consente di sfruttare al meglio le potenzialità della terapia magnetica.

Le piastre trasduttrici assicurano una distribuzione uniforme del campo magnetico sull'area da trattare, risultando particolarmente indicate per il trattamento di dolori articolari, muscolari e infiammazioni. La loro struttura robusta e compatta le rende pratiche da utilizzare e durevoli nel tempo.

Compatibili con dispositivi come GIMA MT Base Plus, rappresentano la soluzione ideale per sostituire componenti usurati o per integrare il proprio sistema di magnetoterapia.

Caratteristiche principali:

Trasduttori a piastra per magnetoterapia

Dimensioni: 70 × 120 mm

Venduti in 1 paio (2 pezzi)

Compatibili con dispositivi GIMA (es. MT Base Plus)

Distribuzione uniforme del campo magnetico

Ideali per trattamenti localizzati

Struttura resistente e facile da applicare

FAQ - Domande e Risposte

Con quali dispositivi sono compatibili?

Principalmente con sistemi GIMA per magnetoterapia, come MT Base Plus.

Quanti trasduttori sono inclusi?

La confezione contiene un paio (2 pezzi).

A cosa servono le piastre trasduttrici?

Permettono di applicare il campo magnetico sulla zona da trattare.

Sono adatti per uso domestico?

Sì, sono indicati sia per uso domiciliare che professionale.

Possono essere utilizzati su qualsiasi parte del corpo?

Sì, su diverse aree, in base al trattamento previsto.

Trasduttore a piastra 70x120 mm per magnetoterapia GIMA MT.

Ricambio originale in coppia per trattamenti efficaci e mirati.