

FASCIA ELASTICA 100x8 cm per elettrodi riutilizzabili



FASCE ELASTICHE UNIVERSALI PER ELETTRODI RIUTILIZZABILI

Fascia elastica - blu - 100x8 cm

Fasce elastiche per elettrodi riutilizzabili, pratiche da usare, assicurano una tenuta ferma e stabile.

Realizzate in fibre sintetiche (nylon, elastometro, e nylon yarn trasparente) per evitare irritazioni cutanee al paziente.

Disponibili in 4 misure per adattarsi alla quasi totalità degli elettrodi riutilizzabili sul mercato.

La Fascia Elastica 100x8 cm per elettrodi riutilizzabili è un accessorio pratico e resistente progettato per garantire il corretto fissaggio degli elettrodi durante trattamenti di elettroterapia, tens, ionoforesi e fisioterapia. Grazie alla sua struttura elastica e regolabile, assicura una tenuta stabile e confortevole durante tutta la seduta terapeutica.

Realizzata con materiali di qualità come nylon, elastomero e filato trasparente, la fascia offre un'elevata resistenza all'usura e una perfetta adattabilità alle diverse aree del corpo. Il sistema con chiusura a strappo consente un'applicazione semplice e veloce, migliorando la praticità d'uso sia in ambito professionale che domiciliare.

Ideale per centri fisioterapici, studi medici, strutture riabilitative e utilizzo domestico, questa fascia elastica aiuta a mantenere gli elettrodi ben aderenti alla pelle, evitando spostamenti durante il trattamento e garantendo una migliore efficacia terapeutica.

Compatibile con numerosi modelli di elettrodi riutilizzabili presenti sul mercato, rappresenta una soluzione versatile e affidabile per trattamenti elettromedicali professionali.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve questa fascia elastica?

Serve per fissare gli elettrodi riutilizzabili durante trattamenti di elettroterapia.

La fascia è regolabile?

Sì, grazie alla chiusura a strappo si adatta facilmente al corpo.

Può essere utilizzata in fisioterapia?

Sì, è ideale per fisioterapia, tens e trattamenti riabilitativi.

È compatibile con tutti gli elettrodi?

È compatibile con la maggior parte degli elettrodi riutilizzabili standard.

La fascia è riutilizzabile?

Sì, può essere utilizzata più volte mantenendo elasticità e tenuta.

Fascia elastica 100x8 cm per elettrodi riutilizzabili.

Ideale per tens, elettroterapia e fisioterapia.

Resistente, regolabile e confortevole.