

## MAGNETOTERAPIA MAG 1000 - 2 canali - I-Tech



MAG 1000 MAGNETOTERAPIA - 2 canali - 20 programmi

Mag 1000 è un dispositivo CEMP ad alta frequenza particolarmente consigliato per il trattamento di patologie di tessuti molli quali muscoli e tendini. Offre 20 programmi preimpostati con 3 livelli regolabili di intensità. Genera un segnale elettrico con una frequenza portante di 27 MHz, modulata con frequenze specifiche (da 8 Hz a 640 Hz) e pertanto in grado di lenire il dolore nel punto colpito. Progettato e indicato anche per la cura, la riabilitazione e il recupero funzionale di molte patologie. Funzionamento in continuo. Idoneo sia per uso professionale, sia per uso domestico.

Dimensioni: 153x91x38 mm

Fornito con fascia elastica terapeutica, borsa per il trasporto, batteria ricaricabile 2.300mAh, caricabatteria, manuale in GB, FR, IT, ES, DE.

20 PROGRAMMI:

Artrite-Artrosi

Ecchimosi

Reumatismi

Mialgia

Protesi-dolori articolari

Tendinite

Ernia del disco

Ematomi

Dolori muscolari

Epicondilite

Osteoporosi

Epitrocleite

Fratture

Lombalgia

Distorsioni

Contratture muscolari

Lussazioni

Applicazione media 2h

Traumi

Applicazione lunga 4h