

CREMA CONDUTTIVA DIATER - 1 I - acido ialuronico



CREMA CONDUTTIVA DIATER 1 I - acido ialuronico

Creme conduttive essenziali, semplici ed efficaci.

Ricche di ingredienti attivi riconosciuti nelle terapie muscoloscheletriche, contribuiscono al recupero funzionale degli atleti e ai trattamenti estetici dell'epidermide e del derma.

Eccezionale assorbimento e potenziamento delle terapie concentrati sulla porzione di tessuto trattato, con stabilità ed efficacia elevate.

Senza parabeni o petrolati.

Crema conduttiva a base neutra: idrata e protegge i tessuti; ideale per essere miscelata.

Crema conduttiva all'arnica montana: decongestiona e protegge i tessuti.

Per infiammazioni acute e croniche di tessuti o articolazioni e per lipodistrofia.

Crema conduttiva all'acido ialuronico: restituisce l'equilibrio idrico ai tessuti.

Protegge le cartilagini e combatte il catarro e le perdite di tessuto a seguito di traumi.

Trattamento di cicatrici, ipotonia e disturbi postoperatori.

Ideale per mobilizzazioni passive.

Le creme sono contenute in recipienti di PET termoprotetti e fotoprotetti, con tappo, sottotappo e dispenser.

Solo uso professionale in vari settori: fisioterapia, fisiatria, chirurgia plastica, estetica, terapia ortodermica, preparazione atletica, massaggio e podologia.

Etichetta in: GB, IT, FR, ES.

Made in Italy.