

ELETTROSTIMOLATORE PROFESSIONALE I-Tech Physio



STIMOLATORE PROFESSIONALE I-TECH PHYSIO

Stimolatore professionale con 2 canali indipendenti

- onda quadra bifasica e compensata: corrente uguale e costante da polo + a polo - (nessun effetto termico di polarizzazione)
- onda quadra monofasica
- programmi per incontinenza e per ionoforesi
- trattamento denervato
- TENS programmabile - memorie EMS
- frequenza, larghezza impulso, durata, rampa regolabili
- istruzioni programmi e tempo residuo su schermo LCD
- batteria interna ricaricabile (rimovibile)
- intensità massima 200 mAp

Può utilizzare gli stessi elettrodi pregellati con cavo di Mio-Care

Fornito in una borsa per il trasporto con:

- batteria ricaricabile e caricabatteria
- 1 set di 4 elettrodi pregellati 48x48 mm
- 1 set di 4 elettrodi pregellati 50x90 mm
- 2 elettrodi conduttivi in silicone 60x90 mm
- 2 spugne 70x100 mm
- 1 fascia elastica per fissare gli elettrodi
- 2 cavi, spina maschio 2 mm
- 4 sdoppiatori cavi, spina maschio e femmina 2 mm

Manuale: GB, FR, IT. ES, su richiesta PT, DE

Display retroilluminato

Tastiera digitale di semplice utilizzo

PROGRAMMI:

21 NEMS

14 TENS

14 BEAUTY

9 UROLOGIA

27 RIABILITAZIONE

13 MEMORIE LIBERE