

T-ONE COACH - elettroterapia a 4 canali - I-Tech



ELETTROTHERAPIA T-ONE COACH - 4 canali

Stimolatore muscolare altamente performante per migliorare l'attività fisica. Grazie ai programmi di facile utilizzo, è il dispositivo ideale per atleti non professionisti e amanti dello sport. In aggiunta alla stimolazione muscolare, è consigliato dai protocolli TENS per alleviare il dolore e per la riabilitazione in seguito ad infortuni.

Caratteristiche

- generatore di corrente costante (garantisce una corrente continua anche in caso di cambiamento delle condizioni cutanee; si spegne in caso di disconnessione accidentale degli elettrodi)
- 4 canali indipendenti (possibilità di collegare fino a 8 elettrodi)
- onda quadra bifasica compensata: la quantità di corrente dal polo positivo al negativo è costante per evitare l'effetto di polarizzazione
- generatore di onda monofasica (solo per i programmi di ionoforesi)
- 2+2 programmi utente

- display a colori retroilluminato
- feedback utilizzatore: il dispositivo riconosce se il paziente è collegato
- tastiera a sfioramento di facile utilizzo
- manuale online in 5 lingue (GB, FR, IT, ES, DE) su display
- batteria ricaricabile 4,8 V
- programmi personalizzati per uomo e donna
- intensità massima 240 mApp, con regolazione a step di 1 mA

Dimensioni: 150x90x35 mm

- BEAUTY (18 PROGRAMMI)

Rassodamento

Tonificazione

Definizione

Modellazione

Microlifting

Lipolisi addome

Lipolisi cosce

Lipolisi glutei e fianchi

Lipolisi braccia

Elasticità tessuti

Capillarizzazione

Pesantezza gambe

Microlifting viso Handy Trode

Microlifting seno Handy Trode

Microlifting décolleté Handy Trode

Rughe viso Handy Trode

Rughe fronte Handy Trode

Collagene

• TENS (16 PROGRAMMI)

Tens rapido

Tens endorfinico

Valori massimi Tens

Infiammatorio

Dolore al collo

Dolore alla schiena/sciatica

Distorsioni/contusioni

Vascolarizzazione

Rilassamento muscolare

Dolore mano e polso

Stimolazione plantare

Epicondilite

Epitroclea

Periartrite

Tens Burst

Microcorrente

• NEMS (14 PROGRAMMI)

Riscaldamento

Resistenza

Forza di resistenza

Forza di base

Forza rapida

Forza esplosiva

Capillarizzazione profonda

Recupero muscolare

Agonista/Antagonista

Contrazioni toniche sequenziali

Contrazioni fisiche sequenziali

Rilassamento muscolare

Massaggio profondo

EMS

- 2+2

Tens rapido

Tens endorfinico

Rassodamento

Tonificazione

Definizione

Modellazione

Microlifting

Rilassamento muscolare

Massaggio

Capillarizzazione