

PLEXIGLASS CULLA di ricambio per Culla Neonatale cod. 43500



Plexiglass Culla di ricambio per Culla Neonatale cod. 43500

Il Plexiglass per [Culla Neonatale Cod. 43500](#) è il ricambio originale progettato per ripristinare la piena funzionalità della culla neonatale compatibile. Realizzato in plexiglass trasparente di elevata qualità, garantisce un'ottima visibilità del neonato e assicura resistenza all'utilizzo quotidiano nelle strutture sanitarie.

La forma ergonomica è studiata per adattarsi perfettamente alla culla originale, consentendo una sostituzione semplice e veloce senza modifiche alla struttura.

Questo ricambio è ideale per ospedali, reparti di maternità, nidi e cliniche che necessitano di mantenere le proprie attrezzature sempre efficienti e conformi agli standard di utilizzo.

Il prodotto è destinato esclusivamente come ricambio per la Culla Neonatale Cod. 43500.

FAQ - Domande Frequenti

Per quale culla è compatibile questo ricambio?

È compatibile esclusivamente con la [Culla Neonatale Cod. 43500](#).

Di quale materiale è realizzato?

È costruito in plexiglass trasparente, resistente e durevole.

È un prodotto originale?

Sì, si tratta del ricambio specifico previsto per la [culla Cod. 43500](#).

Può essere sostituito facilmente?

Sì, è progettato per adattarsi perfettamente alla struttura della culla compatibile.

È adatto all'utilizzo ospedaliero?

Sì, è pensato per l'impiego in ospedali, cliniche, reparti maternità e altre strutture sanitarie.

Plexiglass ricambio per [Culla Neonatale Cod. 43500](#).

Ricambio originale in plexiglass trasparente, resistente e compatibile con la culla dedicata.