

CULLA NEONATALE - azzurro



CULLA NEONATALE - azzurro

Culle eleganti ed ergonomiche, confortevoli per i neonati.

Alloggiamento trasparente in plastica.

Le ruote Ø 76 mm (3"), presenti su entrambi i lati, resistenti all'usura, antiscivolo e ammortizzanti, possono ruotare liberamente a 360°.

La maniglia maneggevole consente di controllare la molla a gas.

Inclinazione 12° Trendelenburg inversa.

Altezza regolabile con pompa idraulica.

Dimensioni: 875x525xh 650 - 900 mm.

Dimensioni dell'imballo: 930x560x850 mm.

Fornite con alloggiamento neonato.