

LETTINO PEDIATRICO - 2 manovelle - azzurro



LETTINO PEDIATRICO - 2 manovelle - azzurro

Lettini pediatrici con struttura in acciaio curvato e saldato.

Parti in plastica in materiale ABS e verniciature con polveri epossidiche.

Le estremità dei lettini sono in PP stampato a soffiaggio per proteggere il letto e il paziente.

Sponde

Sponde alzabili in lega di alluminio con distanza di 8 cm tra le sbarre di protezione. 3 regolazioni dell'altezza, sistema antipizzico per proteggere le mani dei bambini

Asta portaflebo

Asta portaflebo in acciaio inox, portata 15 kg

Comando manuale

Manovelle meccaniche per controllare il sollevamento di schiena e gambe

Portascarpe

Portaoggetti e portascarpe

Rotelle Ø 12,7 cm (5")

Rotelle con freno

Piattaforma

I fori di aerazione concavi sono conformati per garantire un'elevata permeabilità dell'aria e prevengono in modo efficace le piaghe da decubito

Dimensioni: 1880x900xh 1260 mm

Altezza letto: 585 mm

Piattaforma materasso: 1770x720 mm

Regolazione schienale: 0-75° ($\pm 10^\circ$)

Regolazione gambe: 0-35° ($\pm 10^\circ$)