

UNITÀ BASE DOPPIA 4 cassetti + 1 porta con 2 scaffali - bianca



Unità Base Doppia 4 Cassetti 1 Porta con 2 Scaffali

- 4 cassetti + porta con 2 scaffali - bianco

Unità a base doppia di alta qualità, realizzate in legno rivestito con finitura in melamina antigraffio e antiriflesso.

Il lato superiore, il lato inferiore e il lato posteriore della struttura e gli scaffali sono rivestiti con bordi in ABS.

4 piedini (altezza: 15 cm) con livellatori.

Due modelli: uno con 4 cassetti e 1 porta con 2 scaffali (41,4 cm), l'altro con 2 porte e 2 scaffali (86,4 cm).

Possono essere richieste in diversi colori.

Made in Italy.

Unità Base Doppia per Ambulatori e Studi Medici con 4 Cassetti e 2 Scaffali

L'Unità Base Doppia con 4 cassetti, 1 porta e 2 scaffali è una soluzione professionale progettata per l'organizzazione efficiente di strumenti, materiali di consumo e documentazione all'interno di ambulatori, studi medici, cliniche e strutture sanitarie.

Realizzata con materiali di alta qualità e finitura bianca professionale, offre un design funzionale che si integra facilmente in qualsiasi ambiente sanitario moderno. La configurazione comprende quattro ampi cassetti per la gestione ordinata degli accessori e un vano con porta dotato di due scaffali interni che consentono di ottimizzare lo spazio disponibile.

La struttura è realizzata in legno rivestito con finitura melaminica antigraffio e antiriflesso, studiata per garantire resistenza all'usura quotidiana e facilità di pulizia. I bordi in ABS contribuiscono a migliorare la durata nel tempo, mentre i piedini rialzati con livellatori favoriscono stabilità e praticità durante le operazioni di pulizia degli ambienti.

Ideale per ambulatori medici, studi specialistici, centri diagnostici, cliniche private e strutture sanitarie che necessitano di arredi professionali robusti, funzionali e dal design essenziale.

FAQ - Domande e Risposte

Quanti cassetti sono presenti nell'unità?

L'unità dispone di 4 cassetti per l'organizzazione del materiale sanitario.

È presente un vano con porta?

Sì, include un vano chiuso con porta e due scaffali interni.

Per quali ambienti è indicata?

È ideale per ambulatori, studi medici, cliniche e strutture sanitarie.

La superficie è resistente ai graffi?

Sì, la finitura melaminica è antigraffio e antiriflesso.

È possibile richiederla in altri colori?

Sì, il prodotto può essere disponibile anche in altre colorazioni su richiesta.

Unità base doppia con 4 cassette, 1 porta e 2 scaffali per ambulatori e studi medici.

Arredo sanitario professionale robusto e funzionale.