

FASCIATOIO per neonato - bianco - optional



Fasciatoio per neonato - bianco - opzionale - 92x62 cm

Fasciatoio morbido e confortevole applicabile sul pannello superiore dell'unità a base doppia. Pannello in truciolato con imbottitura in schiuma rivestita di similpelle ignifuga. Classe 1 IM.

Made in Italy.

Il fasciatoio bianco opzionale è un accessorio professionale progettato per completare unità ambulatoriali e arredi medicali dedicati alla cura del neonato. Realizzato per garantire comfort, sicurezza e praticità durante le operazioni di cambio e assistenza, rappresenta una soluzione ideale per studi medici, ambulatori pediatrici e strutture sanitarie.

La superficie è morbida e accogliente, studiata per offrire il massimo supporto al neonato durante l'utilizzo. La struttura interna con imbottitura in schiuma e rivestimento ignifugo assicura elevati standard di sicurezza, mentre il design compatto consente un'integrazione perfetta con mobili e postazioni esistenti.

Facile da installare sul pannello superiore delle unità compatibili, è una scelta funzionale e professionale per ottimizzare gli spazi e migliorare l'operatività quotidiana.

Caratteristiche principali

Fasciatoio per neonato professionale

Dimensioni: 92 x 62 cm

Superficie morbida e confortevole

Imbottitura in schiuma ad alta qualità

Rivestimento ignifugo (Classe 1 IM)

Installazione su unità a base doppia

Struttura robusta e durevole

Made in Italy

Vantaggi

Comfort elevato per il neonato

Sicurezza certificata per ambienti sanitari

Perfetta integrazione con arredi medicali

Ideale per ambulatori e studi pediatrici

Facilità di montaggio e utilizzo

FAQ - Domande e Risposte

È incluso con il mobile?

No, è un accessorio opzionale acquistabile separatamente.

È adatto per uso professionale?

Sì, è progettato per ambienti sanitari e ambulatoriali.

Il rivestimento è sicuro?

Sì, è realizzato con materiali ignifughi certificati.

Si può montare su qualsiasi mobile?

È compatibile con unità specifiche predisposte per l'installazione.

È facile da pulire?

Sì, la superficie è progettata per una pulizia semplice e veloce.

Fasciatoio bianco opzionale per ambulatori: morbido, sicuro e ignifugo.
Ideale per studi pediatrici e strutture sanitarie professionali.