

LETTINO DA MASSAGGIO IN LEGNO a 2 SEZIONI - turchese



LETTINO DA MASSAGGIO IN LEGNO a 2 SEZIONI - turchese

Lettini da massaggio pieghevoli a 2 sezioni e ad altezza regolabile. Intelaiatura in faggio proveniente dalla Germania e copertura in vinile PVC con imbottitura di 5 cm di spessore. I lettini sono dotati di poggiatesta, reggibraccia, foro naso-bocca e borsa per il trasporto.

Dimensioni prodotto aperto: 185x70xh 62/87 cm

Dimensioni imballo: 95x20xh 75 cm

Peso netto/lordo: 14/17 kg

Carico massimo: 227 kg

Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE.