

## **LETTINO DA MASSAGGIO IN LEGNO a 3 SEZIONI - blu**



### **LETTINO DA MASSAGGIO IN LEGNO a 3 SEZIONI - blu**

Lettini da massaggio pieghevoli a 3 sezioni e ad altezza regolabile. Intelaiatura in faggio proveniente dalla Germania e copertura in vinile PVC con imbottitura di 5 cm di spessore. I lettini sono dotati di poggiatesta, reggibraccia, bracciolo appeso, foro naso-bocca e borsa per il trasporto.

Dimensioni prodotto aperto: 185x70xh 62/87 cm

Dimensioni imballo: 95x20xh 75 cm

Peso netto/lordo: 16/19 kg

Carico massimo: 227 kg

Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE.