

## **LETTINO DA MASSAGGIO IN LEGNO a 3 SEZIONI - blu**



### **LETTINO DA MASSAGGIO IN LEGNO a 3 SEZIONI - blu**

Lettini da massaggio pieghevoli a 3 sezioni e ad altezza regolabile. Intelaiatura in faggio proveniente dalla Germania e copertura in vinile PVC con imbottitura di 5 cm di spessore. I lettini sono dotati di poggiatesta, reggibraccia, bracciolo appeso, foro naso-bocca e borsa per il trasporto.

- Dimensioni prodotto aperto: 185x70xh 62/87 cm
- Dimensioni imballo: 95x20xh 75 cm
- Peso netto/lordo: 16/19 kg
- Carico massimo: 227 kg
- Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE.

Il lettino da massaggio in legno a 3 sezioni blu è una soluzione professionale pensata per studi medici, centri fisioterapici, estetici e operatori del benessere che cercano comfort, stabilità e praticità durante i trattamenti.

Realizzato con robusta intelaiatura in legno di faggio, offre un'elevata resistenza e un design elegante adatto a qualsiasi ambiente professionale. La struttura pieghevole consente di trasportarlo facilmente e di riporlo con minimo ingombro quando non utilizzato.

Il piano a 3 sezioni permette una regolazione versatile per adattarsi a differenti trattamenti terapeutici, massaggi e visite specialistiche. L'imbottitura ad alta densità con rivestimento in PVC garantisce comfort al paziente e facilità di pulizia e igienizzazione quotidiana.

Il lettino è dotato di poggiatesta regolabile, foro facciale con copertura, braccioli laterali e pratica borsa per il trasporto inclusa. La regolazione in altezza consente all'operatore di lavorare in modo ergonomico e confortevole.

Grazie alla struttura stabile e alla portata elevata, rappresenta una soluzione affidabile sia per utilizzo professionale intensivo sia per operatori mobili che necessitano di un lettino pratico e facilmente trasportabile.

---

#### **FAQ - Domande e Risposte**

##### **Il lettino è pieghevole?**

*Sì, la struttura è richiudibile per facilitare trasporto e stoccaggio.*

##### **È regolabile in altezza?**

*Sì, il lettino dispone di altezza regolabile.*

##### **Sono inclusi accessori?**

*Sì, include poggiatesta, braccioli, foro facciale e borsa per il trasporto.*

##### **Il rivestimento è lavabile?**

*Sì, il rivestimento in PVC è facile da pulire e igienizzare.*

##### **Per quali utilizzi è indicato?**

*È adatto per massaggi, fisioterapia, estetica e trattamenti professionali.*

Lettino da massaggio in legno a 3 sezioni blu pieghevole e regolabile con poggiatesta, braccioli e borsa trasporto.

Ideale per centri estetici e fisioterapia.