

LETTINO DA MASSAGGIO IN ALLUMINIO a 2 SEZIONI - bianco



LETTINO DA MASSAGGIO IN ALLUMINIO a 2 SEZIONI - bianco

Lettini da massaggio pieghevoli a 2 sezioni ad altezza regolabile. Intelaiatura in alluminio e copertura in vinile PVC con imbottitura di 5 cm di spessore. I lettini sono dotati di poggiatesta, braccioli laterali, reggibraccia appeso, foro naso-bocca e borsa per il trasporto.

Dimensioni prodotto aperto: 186x70xh 59/80 cm

Dimensioni imballo: 95x20xh 75 cm

Peso netto/lordo: 13/16 kg

Carico massimo: 180 kg

Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE.