

## **LETTINO DA MASSAGGIO**



### **LETTINO DA MASSAGGIO con foro facciale**

Lettino da massaggio confortevole, con foro facciale e cuscino removibile. Ideale per fisioterapia e centri benessere. Poggiaschiena regolabile da 0 a 49 gradi.

Fornito con supporto per rotolo carta e istruzioni multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, RO, HR, GR).

Dimensioni prodotto: 183x61x75 cm

Dimensioni imballo: 188x17x66 cm

Peso netto/lordo: 28/31 kg

Carico massimo: 175 kg