

POLTRONA GINECOLOGICA MAYA - colore a scelta



POLTRONA GINECOLOGICA MAYA - colore a scelta (Disponibile in 30-40 giorni)

In tubolare da mobilio di notevoli prestazioni, che garantisce stabilità e robustezza.

La base della struttura molto compatta permette all'operatore di avvicinarsi alla paziente, risultando così molto pratica e confortevole.

La struttura ha un'ottima manovrabilità determinata dall'utilizzo di 3 attuatori elettrici comandati da una pulsantiera.

La colonna centrale permette di regolare la struttura in altezza, da 50 a 100 cm.

Schienale regolabile con attuatore elettrico e in grado di raggiungere +75° e -10°; il cuscino gambale raggiunge -90° e +5°.

Il piano superiore e i cosciali sono in schiuma ad alta densità ricoperti in tessuto spalmato (skai, finta pelle) ignifugo classe 1IM, lavabile con i comuni detergenti presenti in commercio.

La densità della gomma utilizzata garantisce alla paziente comodità e un corretto sostegno durante la visita.

Dotata di porta-rotolo e 4 piedini regolabili che garantiscono maggiore stabilità.

Dimensioni: 182x68xh 57-98 cm.

Peso: 80 kg.

Portata max: 250 kg.

Made in Italy.