

LETTINO DA VISITA - portata 120 kg, verniciato bianco - materasso bianco



LETTINO VISITA VALUE - verniciato bianco - bianco

Adatti per studi medici o piccoli ambulatori.

Il ripiano è costituito da un pannello di legno e da gommapiuma ricoperti di finta pelle lavabile e ignifuga di Classe 1.

Due sezioni: una fissa 131x62xh 6 cm e una regolabile (schienale) 51x62xh 6 cm.

Dimensioni lettino: 182x62xh 79 cm.

Peso 27 kg.

Portata massima: 120 kg.

Forniti in kit: 173x74xh 16 cm.

Facili da assemblare.

Manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE).

Made in Italy.