

LETTINO DA VISITA KING AD ALTEZZA VARIABILE con foro - telaio nero - blu



LETTINO KING REGOLABILE IN ALTEZZA - con foro - blu medio chiaro - telaio nero

Lettino regolabile in altezza (48-95 cm) tramite attuatore elettrico (Linak 6.000 N) controllato da pedale, con testata facilmente inclinabile (da +60° a - 10°) mediante una pompa a gas.

Struttura solida ed elegante in tubolare ovale 50x25x2 mm, per il telaio centrale un tubolare rettangolare di 50x20x1,5 mm rivestito con vernice epossidica in polvere di colore nero, spessore minimo 70/80 micron, finitura lucida.

Piano in materiale ligo, imbottito di poliuretano ad alta densità rivestito con similpelle. Entrambi i materiali sono ignifughi. Classe 1 IM.

Il tessuto è lavabile con i più comuni detersivi.

Dimensioni: 190x60xh 48/95 cm

Peso: 70 kg.

Portata max: 150 kg.

Tensione di esercizio: 100-240V, 50/60 Hz

Portarotolo incluso.

Made in Italy.