

LETTINO DA VISITA KING - colore a scelta



DISPONIBILE IN 20 GIORNI, VEDERE TABELLA DEI COLORI IN FOTO.

Struttura in tubo ovale robusta ed elegante 50 x 25 mm, verniciata con polveri epossidiche colore grigio metallizzato. Rivestimento lavabile, ignifugo, materiale similpelle classe 1 IM con imbottitura ad alta densità. Testata regolabile tramite sistema meccanico (massimo 75°).

Spessore materasso: 4,5 cm

Portata massima: 150 kg.

Misure: 190 x 60 x h 80 cm

Fornito smontato.

Made in Italy.