

## LETTINO DA VISITA KING PLUS - beige



### LETTINO VISITA KING PLUS - beige

Struttura in tubo ovale robusta ed elegante 50 x 25 mm, verniciata con polveri epossidiche colore grigio metallizzato. Rivestimento lavabile, ignifugo, materiale similpelle classe 1 IM con imbottitura ad alta densità. Testata regolabile tramite sistema meccanico (massimo 75°).

- Portata massima: 150 kg.
- Spessore materasso: 7 cm con bordi bianchi laterali
- Misure: 190 x 60 x h 80 cm
- Fornito smontato.
- Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, RO, SE, GR, HR, SI, Arabo
- Made in Italy.

Il lettino da visita King Plus beige è una soluzione professionale progettata per ambulatori medici, studi specialistici, centri fisioterapici e strutture sanitarie che necessitano di comfort,

resistenza ed eleganza. Grazie alla struttura robusta in tubo ovale d'acciaio verniciato a polveri epossidiche colore grigio metallizzato, garantisce stabilità e durata anche in caso di utilizzo intensivo quotidiano.

Il rivestimento in similpelle lavabile e ignifuga classe 1 IM offre praticità nella pulizia e sicurezza in ambito sanitario, mentre l'imbottitura ad alta densità assicura comfort ottimale per il paziente durante visite ed esami clinici. La testata regolabile tramite sistema meccanico fino a 75° consente di adattare facilmente il lettino alle diverse esigenze mediche e diagnostiche.

Con dimensioni pari a 190 x 60 x 80 cm e una portata massima di 150 kg, il lettino King Plus rappresenta una soluzione affidabile e versatile per l'utilizzo professionale. I bordi bianchi laterali e la finitura beige donano un design moderno ed elegante, ideale per ambienti sanitari curati e professionali.

Prodotto Made in Italy, il lettino viene fornito smontato per agevolare trasporto e installazione, mantenendo elevati standard qualitativi e costruttivi.

---

#### **FAQ - Domande e Risposte**

##### **La testata del lettino è regolabile?**

*Sì, la testata è regolabile meccanicamente fino a 75°.*

##### **Qual è la portata massima supportata?**

*Il lettino supporta fino a 150 kg.*

##### **Il rivestimento è lavabile?**

*Sì, il rivestimento in similpelle è facilmente lavabile.*

##### **Il materiale è ignifugo?**

*Sì, il rivestimento è ignifugo classe 1 IM.*

##### **Il prodotto è adatto ad ambulatori medici?**

*Sì, è progettato per utilizzo professionale sanitario e ambulatoriale.*

Lettino da visita King Plus beige con testata regolabile, struttura in acciaio e rivestimento ignifugo lavabile.

Ideale per studi medici e ambulatori.