

LETTINO DA VISITA KING PLUS - colore a scelta



LETTINO VISITA KING PLUS - colore a richiesta disponibile in 20 giorni

Struttura in tubo ovale robusta ed elegante 50 x 25 mm, verniciata con polveri epossidiche colore grigio metallizzato. Rivestimento lavabile, ignifugo, materiale similpelle classe 1 IM con imbottitura ad alta densità. Testata regolabile tramite sistema meccanico (massimo 75°).

Spessore materasso: 7 cm con bordi bianchi lateral

Portata massima: 150 kg.

Misure: 190 x 60 x h 80 cm

Fornito smontato.

Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, RO, SE, GR, HR, SI, Arabo

Made in Italy.