

LETTINO DA VISITA ELITE - colore a scelta



LETTINO ÉLITE, con colore a scelta.

Il colore a richiesta è disponibile in 20 giorni, tabella colori nella fotografia.

Lettino innovativo, confortevole e di design, con bordi laterali bianchi.

Realizzato in tubolare da mobilio di elevata qualità che garantisce stabilità e robustezza.

Il lettino è composto da tubolari quadri rettangolari e tondi da mobilio Uni 7947/81 e 8913, DIN 2394.

Il piano imbottito in gomma ad alta densità ignifuga è ricoperto in tessuto spalmato (fintapelle) ignifugo classe 1 IM.

Cuscino reclinabile grazie a 2 cremagliere.

Il portarotolo in dotazione può essere posizionato sia nella parte dei piedi che in quella dello schienale.

4 piedini regolabili.

Dimensioni: 193 x 68 x h 78 cm.

Dimensioni piano imbottito: 190 x 68 x h 7 cm.

Carico massimo: 200 kg.

Peso: 70 kg.

Viene fornito smontato, semplicissimo da assemblare.

Made in Italy.