

## **Lettino da Visita Elettrico ad Altezza Regolabile con Barra Perimetrale - Nero**



Lettino elettrico - barra perimetrale nero

Lettino per visite e trattamenti robusto ed estremamente stabile.

Altezza regolabile mediante barra perimetrale.

Sezione testa regolabile con pompa a gas e dotata di foro naso-bocca.

Robusta struttura in acciaio tubolare verniciato con polvere epossidica non tossica, RAL 9010.

Barra perimetrale cromata.

Destinato a uso professionale in ospedali e studi di fisioterapia o trattamenti.

Fornito con materasso spesso 6 cm e copertura per foro naso-bocca 23x11 cm.

Imbottitura ignifuga.

Disponibile in 12 colori.

Dispositivo medico di Classe I in conformità a MDR 2017/745.

Dimensione totale massima 195x59,5xh 54-71 cm.

Peso: 65 kg.

Capacità sollevamento: 135 kg.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

Made in Italy.

---

Il lettino da visita elettrico ad altezza regolabile con barra perimetrale nero è una soluzione professionale progettata per studi medici, ambulatori e centri fisioterapici che necessitano di stabilità, sicurezza e comfort durante visite e trattamenti. La regolazione elettrica dell'altezza tramite barra perimetrale consente un controllo pratico e immediato da qualsiasi lato del lettino, migliorando ergonomia e operatività.

La struttura in acciaio tubolare verniciato con polveri epossidiche garantisce robustezza e durata nel tempo. Il piano imbottito ad alta densità assicura comfort al paziente, mentre la sezione testata regolabile con foro naso-bocca e copertura inclusa facilita esami e trattamenti in posizione prona.

Con dimensioni di circa 195 x 59,5 cm e altezza regolabile tra 54 e 71 cm, il lettino offre una portata fino a 135 kg, risultando adatto a diversi contesti clinici. Dispositivo medico conforme al Regolamento MDR 2017/745, rappresenta una scelta affidabile per l'utilizzo professionale quotidiano.

Design essenziale in colore nero, ideale per ambienti sanitari moderni e funzionali.

---

## **FAQ - Domande e Risposte**

L'altezza è regolabile elettricamente?

Sì, tramite barra perimetrale azionabile da qualsiasi lato.

La testata è regolabile?

Sì, è regolabile e dotata di foro naso-bocca con copertura.

Qual è la portata massima?

Fino a 135 kg.

È adatto per fisioterapia?

Sì, è indicato per visite mediche e trattamenti fisioterapici.

È conforme alla normativa dispositivi medici?

Sì, è conforme al Regolamento MDR 2017/745.

Letto da visita elettrico nero con altezza regolabile e barra perimetrale, struttura in acciaio, foro naso-bocca e portata 135 kg. Dispositivo MDR.