

## **LETTINO DA VISITA ELETTRICO AD ALTEZZA REGOLABILE con barra perimetrale - colore a scelta**



Lettino elettrico - barra perimetrale colore a richiesta (Disponibile in 20 giorni, a fianco tabella colori)

Lettino per visite e trattamenti robusto ed estremamente stabile.

Altezza regolabile mediante barra perimetrale.

Sezione testa regolabile con pompa a gas e dotata di foro naso-bocca.

Robusta struttura in acciaio tubolare verniciato con polvere epossidica non tossica, RAL 9010.

Barra perimetrale cromata.

Destinato a uso professionale in ospedali e studi di fisioterapia o trattamenti.

Fornito con materasso spesso 6 cm e copertura per foro naso-bocca 23x11 cm.

Imbottitura ignifuga.

Disponibile in 12 colori.

Dispositivo medico di Classe I in conformità a MDR 2017/745.

Dimensione totale massima 195x59,5xh 54-71 cm.

Peso: 65 kg.

Capacità sollevamento: 135 kg.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

Made in Italy.