

SEDIA CUNEO CON BRACCIOLI - tessuto - colore a richiesta



Sedia imbottita con braccioli, base in polipropilene con ruote, contatto permanente dello schienale.

Made in Italy.

- Tessuto

- Colore a scelta. Disponibile in 30 giorni. Minimo vendita 12 pz.

- Peso: 12 kg
- Altezza schienale: 98/111 cm
- Altezza seduta: 42/52 cm
- Larghezza: 56 cm
- Profondità: 49 cm
- Portata max: 110 kg