

## **SEDIA CREMONA - tessuto - rossa**



Poltrona di qualità superiore dalle linee nette. L'imbottitura della seduta e dello schienale garantiscono il massimo comfort. Base rotante a rotelle, braccioli ergonomici e contatto permanente dello schienale mobile.

Schiuma ad alta densità. UNI EN 1335/1/2/3.

Portata max: 110 kg.

Made in Italy.

- Tessuto

- Rosso

- Peso: 12 Kg
- Altezza schienale: 90/107 cm
- Altezza seduta: 45/52 cm
- Larghezza: 58 cm
- Profondità: 44 cm