

## **TENDA TREVIRA 225x h 180 cm - bianca - per braccio**



Tessuto TREVIRA®

- Tenda per braccio a parete e cabine
- Dimensioni: 225 x h 180 cm
- Colore: bianco

Tutte le tende Trevira® sono in materiale ignifugo (Classe I), antiallergico, antibatterico, impermeabile e altamente resistente.

Trevira® garantisce la riservatezza del paziente ed evita l'infiltrazione di polvere.

Lavabile fino a 60°.

Prodotti in Italia.