

TENDA TREVIRA 225x h 145 cm - azzurra - per carrello



Tessuto TREVIRA®

- Tenda lunga per carrelli o finestre
- Dimensioni: 225 x h 145 cm
- Colore: azzurro

Tutte le tende Trevira® sono in materiale ignifugo (Classe I), antiallergico, antibatterico, impermeabile e altamente resistente.

Trevira® garantisce la riservatezza del paziente ed evita l'infiltrazione di polvere.

Lavabile fino a 60°.

Prodotti in Italia.