

CARRELLO EMERGENZA KS - standard



CARRELLO EMERGENZA - standard

Il carrello emergenza è fornito con un porta defibrillatore/monitor girevole e asta porta flebo regolabile in altezza con 2 ganci.

- carrello rivestito con polveri epossidiche antimicrobiche con serratura a sigilli
- pannello superiore con bordini sui 4 lati e scomparto integrato
- cassette su guide con cuscinetti a sfere con sistema di fermo corsa
- maniglia integrata
- 4 rotelle piroettanti Ø 125 mm - 2 antistatiche e con freno
- dimensioni: standard 911x704xh 1.075 mm

Made in Italy.