

## **CARRELLO MEDICAZIONE -standard - bianco/blu**



CARRELLO MULTIFUNZIONE 65x88xh 100 cm con dispenser

Struttura solida e robusta in lamina di acciaio verniciata con polveri epossidiche antimicrobiche e tecnopolimeri per ottenere la massima leggerezza, manovrabilità e facilità d'uso.

Parte superiore: ampia superficie di appoggio in PST con maniglione di spinta ergonomica integrata, dotata di meccanismo centrale per bloccare e sbloccare i freni delle ruote.

Parte anteriore: piano di lavoro retraibile con apertura push-pull. 4 cassette modulari con chiusura automatica morbida, cuscinetti a sfera e serratura centrale con chiave.

Cassetti in acciaio verniciato.

Lato sinistro: vano a scomparsa e piano di lavoro retraibile in tecnopolimero; portarifiuti da 10 l con apertura al ginocchio e portacateteri.

Lato destro: vano a scomparsa con 3 cassette inclinabili in tecnopolimero.

4 rotelle gemellate Ø 100 mm con sistema di blocco automatico.

Made in Italy.