

## **CARRELLO CLINICO NEO PLUS**



### **CARRELLO CLINICO NEO PLUS**

Carrello clinico in alluminio, acciaio e ABS.

La parte superiore è dotata di ringhiera su tre lati in acciaio inox 304, che evita la caduta di oggetti.

Il ripiano superiore è rivestito di vetro trasparente.

Dotato di 4 rotelle Ø 100 mm (di cui 2 con freno), un cassetto con guide non rumorose e inserti in ABS (che possono essere organizzati liberamente), un portaschede.

Dimensioni: 62,5x47,5x92 cm.

Portata max: ripiano superiore 80 kg, ripiano centrale 15 kg.

Ripiano superiore rivestito di vetro trasparente

Portaschede

Altezza pannello: 12 cm

Dimensioni interne ripiano: 47,5x36x5 cm

Dimensioni interne ripiano superiore: 57,5x43x1 cm

Dimensioni interne cassetto: 43x33,5x11 cm

Dimensioni interne: 56x42x2,5 cm