

PIASTRA ADATTATRICE DI ALTRE MARCHE



Adattatore piastra per carrello monitor codice 45760.

- Tipo: D

Adattatore per altre marche

- Marca: Colin
- Modelli: Press-Mate 8800
- Marca: Fukuda Denshi
- Modelli: Dynascope DS-8007 e DSA-81
- Marca: General Electric
- Modelli:

monitor GE Dash 2000, 3000, 4000

Carescape B650, B450

Carescape B20, B40, B105, B125

- Marca: Masimo

- Modelli:

serie Root M

serie Rad-97 M

- Marca: Nellcor

- Modelli:

N-595, N-550 Pulse Oximeter

Bedside SpO2 PM100N

- Marca: Nihon Kohden

- Modelli:

Life Scope i, Life Scope L, BSM 2301, BSM 2303

Vismo PVM 2700, Vismo PVM 4000

Life Scope VS, BSM 3500, BSM 3700, Vismo PVM 2700

Life Scope P, BSM 4103, BSM 4113

Life Scope A, BSM 5105, BSM 5135

Life Scope TR, BSM 6301K, BSM 6501K, BSM 6701K

Life Scope G5, Life Scope N, OPV 1500

GF-210R Multigas Unit

CSM-1501, CSM-1502, BSM-6XXX, WEP-5200, GF-200

- Marca: Oridion

- Modelli: Capnostream™ 20 e Capnostream™ 20p

- Marca: Philips

- Modelli:

Efficia CM10-12-100-120-150

EarlyVue VS30

- Marca: Sanuwave
- Modelli: serie MIST e UltraMIST
- Marca: Sonosite
- Modelli: serie S e M

Made in Italy.