

## **Carrello Lancart 60x40xH80 cm in Acciaio Inox**



### **CARRELLO LANCART 60x40xH80 CM IN ACCIAIO INOX**

Il carrello sanitario Lancart 60x40xH80 cm è una soluzione compatta e resistente progettata per ambulatori, studi medici, strutture sanitarie e ambienti clinici.

Realizzato in acciaio inox, garantisce robustezza, igiene e facilità di sanificazione, caratteristiche fondamentali in ambito sanitario.

Dotato di 2 ripiani funzionali e montato su ruote da Ø 80 mm, consente uno spostamento agevole e sicuro all'interno degli ambienti di lavoro.

La portata massima di 60 kg lo rende ideale per il trasporto di strumenti, dispositivi medicali e materiali di consumo.

Prodotto Made in Italy, può essere personalizzato con accessori opzionali.

### **Caratteristiche principali:**

- Dimensioni: 60 x 40 x H 80 cm
- Struttura in acciaio inox
- 2 ripiani
- Ruote Ø 80 mm
- Portata massima: 60 kg
- Fornito smontato
- Made in Italy

Soluzione pratica e professionale per organizzare e movimentare strumentazione sanitaria in modo sicuro ed efficiente.

---

## **FAQ - DOMANDE E RISPOSTE**

### **In quali ambienti può essere utilizzato?**

È ideale per ambulatori, studi medici, cliniche e laboratori.

### **Qual è la portata massima del carrello?**

La portata massima è di 60 kg.

### **Il carrello viene fornito montato?**

No, viene fornito smontato con istruzioni per l'assemblaggio.

### **È possibile aggiungere accessori?**

Sì, può essere personalizzato con accessori opzionali.

Carrello sanitario Lancart 60x40xH80 cm in acciaio inox con 2 ripiani e ruote Ø80 mm. Portata 60 kg, ideale per ambulatori e studi medici.