

Carrello Lancart GIMA 60x40x80 cm in acciaio inox con 3 ripiani professionale



Carrello Lancart Ter - piccolo

- Dimensioni: 60x40xh 80
- Ripiani: 3

Cassetto:

Carrelli in acciaio inox montati su rotelle Ø 80 mm.

Portata massima del carrello: 60 kg.

Il carrello può essere personalizzato con una serie di accessori opzionali.

Forniti smontati.

Made in Italy.

Il carrello Lancart GIMA 60x40x80 cm con 3 ripiani è una soluzione professionale in acciaio inox progettata per garantire massima praticità, resistenza e igiene negli ambienti sanitari. Ideale per ambulatori, studi medici, cliniche e strutture ospedaliere, questo carrello

portastrumenti rappresenta un supporto affidabile per il trasporto e l'organizzazione di materiali e dispositivi medicali.

Realizzato interamente in acciaio inox, offre elevata resistenza alla corrosione e facilità di pulizia, risultando perfetto per ambienti che richiedono elevati standard igienici. I tre ripiani spaziosi permettono di organizzare strumenti e accessori in modo ordinato e funzionale, facilitando il lavoro quotidiano del personale sanitario.

Il carrello è montato su ruote da 80 mm che garantiscono una movimentazione fluida e sicura, consentendo di spostarlo facilmente anche in spazi ristretti. La struttura solida supporta una portata massima di 60 kg, rendendolo adatto a molteplici utilizzi professionali.

Progettato per essere versatile, il carrello può essere personalizzato con accessori opzionali in base alle esigenze operative. Fornito smontato, è semplice da assemblare. Prodotto Made in Italy, sinonimo di qualità e affidabilità nel settore medicale.

FAQ - Domande e Risposte

Il carrello è facile da pulire?

Sì, essendo in acciaio inox è facilmente sanificabile e resistente ai detergenti.

È adatto per uso medico professionale?

Sì, è progettato per ambulatori, cliniche e ospedali.

Quanto peso può sostenere?

Può supportare fino a 60 kg.

Le ruote sono scorrevoli?

Sì, le ruote da 80 mm garantiscono movimenti fluidi e sicuri.

È possibile aggiungere accessori?

Sì, il carrello è personalizzabile con accessori opzionali.

Carrello Lancart GIMA 60x40x80 cm in acciaio inox con 3 ripiani e ruote, ideale per ambulatori e strutture sanitarie professionali.