


Tavolo di Mayo Forma a H in Acciaio Inox - Tavolo Portastrumenti Regolabile



TAVOLO MAYO - PIANTANA FORMA AD H

Tavolo Mayo portastrumenti ideale per sala operatoria e sala parto.

Struttura rettangolare in acciaio inox anti corrosione.

Portata: 20 kg.

Piantana a forma di H con 4 rotelle Ø 50 mm.

Altezza regolabile mediante manopola laterale.

Vassoio estraibile.

Dimensioni: 54x42xh 81-125 cm.

Fornito smontato.

Il tavolo di Mayo forma a H è un supporto portastrumenti progettato per l'utilizzo in sala operatoria, ambulatori e sale parto. Grazie alla struttura robusta e alla superficie in acciaio inox, garantisce elevati standard di igiene, resistenza alla corrosione e facilità di pulizia, caratteristiche fondamentali negli ambienti sanitari.

La base con piantana a forma di H assicura stabilità e maneggevolezza durante l'utilizzo, mentre le quattro ruote piroettanti da 50 mm permettono di spostare facilmente il tavolo

nelle diverse aree operative. L'altezza regolabile tramite manopola laterale consente di adattare il piano di lavoro alle diverse esigenze cliniche e operative.

Il vassoio superiore estraibile in acciaio inox offre uno spazio pratico per il posizionamento di strumenti chirurgici e materiali medicali durante procedure e interventi. Con dimensioni di circa 54 x 42 cm e altezza regolabile tra 81 e 125 cm, il tavolo garantisce ergonomia e funzionalità durante l'attività medica.

Grazie alla sua struttura solida e al design funzionale, il tavolo di Mayo rappresenta un elemento indispensabile per l'organizzazione degli strumenti in ambito sanitario.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve il tavolo di Mayo?

È utilizzato per appoggiare strumenti chirurgici e materiali durante procedure mediche.

Il piano è in acciaio inox?

Sì, il vassoio è realizzato in acciaio inox resistente alla corrosione.

L'altezza è regolabile?

Sì, l'altezza può essere regolata tramite manopola laterale.

Il tavolo è facile da spostare?

Sì, è dotato di quattro ruote piroettanti da 50 mm.

Qual è la portata massima?

Il tavolo supporta fino a circa 20 kg.

Tavolo di Mayo forma a H in acciaio inox con altezza regolabile, vassoio estraibile e ruote piroettanti. Ideale per sala operatoria e ambulatori.