

## **CARRELLO BIANCHERIA PULITA 2 ANTE+CASSETTO - piccolo**



### **CARRELLI BIANCHERIA PULITA 2 ANTE**

Carrello biancheria pulita - piccolo

Dimensioni (mm): 670x640xh 1280

Dimensioni cassetto (mm): 600x480xh 150

Carrelli solidi e robusti per distribuire biancheria pulita e per l'igiene del paziente.

Acciaio verniciato con polveri epossidiche antimicrobiche per la massima leggerezza.

La parte superiore ha un'ampia superficie di supporto in materiale plastico tecnopolimero.

Maniglione di spinta ergonomico integrato.

2 ante con 2 ripiani interni e un cassetto in acciaio rivestito con polveri epossidiche antimicrobiche.

Chiusura a chiave. 4 rotelle piroettanti antitraccia Ø 125 mm, di cui due con leva di blocco e supporto in plastica rinforzato.

Made in Italy.