

CARRELLO BIANCHERIA PULITA 2 ANTE - medio



Carrello biancheria pulita - standard

Dimensioni (mm): 820x640xh 1280

Carrelli solidi e robusti per distribuire biancheria pulita e per l'igiene del paziente.

Acciaio verniciato con polveri epossidiche antimicrobiche per la massima leggerezza.

La parte superiore ha un'ampia superficie di supporto in materiale plastico tecnopolimero.

Maniglione di spinta ergonomico integrato.

2 ante con 3 ripiani interni.

Chiusura a chiave. 4 rotelle piroettanti antitraccia Ø 125 mm, di cui due con leva di blocco e supporto in plastica rinforzato.

Made in Italy.