

## **KIT PAP TEST - sterile conf. 100 pz.**



### **KIT PAP TEST - sterile conf. 100 pz**

Il Pap Test è un esame indolore per la rilevazione della presenza di cellule anomale nella cervice. Permette una diagnosi precoce del tumore del collo dell'utero.

La configurazione funzionale del kit permette un'operatività immediata.

La versione standard del kit comprende: 1 paio di guanti in lattice, 1 speculum a perno medio, 1 spatula di Ayre in legno, 1 spazzolino cervicale, 1 portavetrini e 2 vetrini sabbiati.

Confezionato singolarmente in bustina sterile.

Istruzioni: GB, IT, PT.

Il Kit Pap Test sterile è un set monouso completo progettato per l'esecuzione del Pap Test ginecologico, esame fondamentale per la prevenzione e la diagnosi precoce delle anomalie cellulari del collo dell'utero. Il kit consente di effettuare il prelievo citologico in modo pratico, igienico e professionale all'interno di studi ginecologici, ambulatori, cliniche e strutture sanitarie.

La configurazione del kit è studiata per offrire tutti gli strumenti necessari all'esecuzione dell'esame in un'unica soluzione sterile pronta all'uso. Ogni confezione include guanti in lattice, speculum a perno medio, spatola di Ayre in legno, spazzolino cervicale, portavetrini e vetrini sabbiati per la raccolta e la preparazione del campione citologico.

Il Pap Test rappresenta un esame indolore e rapido che permette di rilevare la presenza di eventuali cellule anomale nella cervice uterina, contribuendo alla prevenzione del tumore del collo dell'utero attraverso controlli periodici.

Il kit è confezionato singolarmente in busta sterile per garantire massima sicurezza igienica durante la procedura medica.

---

## **FAQ - Domande e Risposte**

### **A cosa serve il Kit Pap Test?**

*Serve per eseguire il Pap Test ginecologico e raccogliere campioni citologici cervicali.*

### **Il kit è sterile?**

*Sì, ogni kit è confezionato singolarmente in busta sterile.*

### **Cosa contiene il kit?**

*Include guanti, speculum, spatola di Ayre, spazzolino cervicale, portavetrini e vetrini sabbiati.*

### **Il Pap Test è doloroso?**

*Generalmente è un esame rapido e poco invasivo.*

### **Quanti kit sono inclusi nella confezione?**

*La confezione contiene 100 kit completi.*

Kit Pap Test sterile conf. 100 pz completo di speculum, spatola di Ayre, spazzolino cervicale e vetrini per esami ginecologici professionali.