


SPIRALE INTRAUTERINA TCU380 PLUS - sterile



DISPOSITIVO INTRAUTERINO TCU380 PLUS - sterile

Dispositivo medico monouso sterile di classe III per la contraccezione intrauterina nelle donne in periodo fecondo. Può essere lasciato inserito per un massimo di 5 anni. È imballato in un sacchetto con un tubo di inserimento dotato di flangia mobile per facilitare il raggiungimento della giusta profondità di inserimento e con un'asta. Conforme a ISO-7349.

Dimensioni: 33x45 mm