

## **GIMAFIX - FISSATORE PER CITOLOGIA - 100 ml conf. 12 pz.**



FISSATORE SPRAY PER CITOLOGIA GIMAFIX - 100 ml - conf. da 12

Fissatore per citologia.

Composizione: alcol isopropilico, polietilenglicole.

Spruzzare a una distanza di 20 cm dal vetrino.

Asciuga rapidamente e forma una pellicola sottile per conservare nel tempo il vetrino.

Conforme al Regolamento 2017/746 UE.

Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES.

Made in Italy.