

PESSARIO GYN&CUBE diametro 28/38 mm, h 38 mm - standard



Pessario Gyn&Cube ø 28/38 mm, h 38 mm - standard

Pessario in silicone, autoclavabile, senza lattice con forma piramidale e fori drenanti.

Cordino rinforzato in kevlar.

Istruzioni multilingua: GB, FR, IT, ES, DE.

Indicazioni:

- stress incontinenza urinaria durante lo sforzo prolungato (aerobica, tennis, jogging)
- prolasso moderato o esteriorizzato
- cistocele e rettocele moderato
- dopo parto, prolasso transitorio o incontinenza