

PESSARIO GYN&CUBE diametro 28/38 mm, h 38 mm - standard



Pessario Gyn&Cube ø 28/38 mm, h 38 mm - standard

Pessario in silicone, autoclavabile, senza lattice con forma piramidale e fori drenanti.

Cordino rinforzato in kevlar.

Istruzioni multilingua: GB, FR, IT, ES, DE.

Indicazioni:

- stress incontinenza urinaria durante lo sforzo prolungato (aerobica, tennis, jogging)
- prolasso moderato o esteriorizzato
- cistocele e rettocele moderato
- dopo parto, prolasso transitorio o incontinenza

Il pessario GYN&CUBE rappresenta una soluzione non chirurgica efficace per la gestione del prolasso uro-ginecologico, ideale per ambulatori ginecologici, specialisti e strutture sanitarie.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve il pessario GYN&CUBE?

È utilizzato per il supporto del pavimento pelvico e il trattamento conservativo del prolasso.

Il dispositivo è in lattice?

No, è realizzato in silicone medicale latex free.

Il pessario può essere sterilizzato?

Sì, il silicone è autoclavabile.

Il modello ha sistema di rimozione facilitata?

Sì, è dotato di cordino rinforzato in kevlar.

Per quali situazioni è indicato?

È indicato per incontinenza da sforzo e prolassi moderati.

Pessario GYN&CUBE standard 28/38 mm h 38 mm in silicone autoclavabile latex free.
Ideale per supporto pelvico e trattamento conservativo del prolasso.