

PESSARIO UTERINO SILICONE diam. 75 mm



Pessario ad anello in silicone - trasparente Ø 75 mm

Per prolassi di primo e secondo grado.

Autoclavabile a 121°C solo prima del primo utilizzo.

Monopaziente. Confezionato singolarmente in scatola di cartone.

Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

Il pessario funge da sostegno in caso di prolasso uterino, cistocele o rettocele, nonché in caso di incontinenza urinaria da sforzo.

Questo dispositivo medico offre sollievo immediato, consentendo alla paziente di riprendere subito le normali attività quotidiane.

Deve essere prescritto e posizionato da un medico specializzato qualificato.

Senza lattice.

Il silicone garantisce morbidezza e flessibilità.