

ENDOGYN per prelievo endometriale conf. 25 pz.



Per il prelievo endometriale citologico. Permette un'analisi facile ed indolore dell'endometrio evitando la dilatazione e la trazione del collo dell'utero. Una guaina esterna scorrevole consente l'apertura a "V" di due braccia dotate di dentature utili per rimuovere e trattenere il tessuto endometriale. La punta di una delle due braccia presenta una forma a emisfero che, una volta,

reinserita nella guaina, consente ai tessuti rimossi in precedenza di essere aspirati.

- Misura esterna Ø 3,0 mm
- Lunghezza 20 cm
- L'isterometria può essere misurata facendo riferimento ai punti posizionati a 3, 6 e 9 cm lungo lo strumento